

EN This unique rinsing solution is formulated with OcuPure® preservative to be gentle in your eyes.

LENs PLUS® OcuPure® Saline is the natural choice for rinsing your lenses after disinfection and is also ideal for dissolving protein remover tablets.

Instructions for Use: Always wash and dry your hands thoroughly before handling your contact lenses. After cleaning and disinfecting, rinse your lenses thoroughly with LENs PLUS® OcuPure® Saline prior to insertion. Follow the manufacturer's instructions to use protein remover tablets correctly.

Precautions:

- All instructions must be followed. Failure to do so may result in serious eye infection or injury.
- Do not use if tamper-evident seal is broken or missing
- Do not use if allergic to any of the ingredients
- If eye irritation occurs, discontinue lens wear and consult your eye care practitioner
- Always use fresh solution
- Do not reuse the expiry date
- Close the bottle tightly immediately after use
- To avoid contamination, do not allow the bottle tip to touch any surface
- Discard any remaining solution within 90 days after first opening the bottle
- Store between 5°C and 25°C
- Keep out of the reach of children
- Do not rinse your lenses or lens case with tap water
- Do not swallow the solution

NOT FOR CONTACT LENS DISINFECTION

Contents:

Sodium chloride, boric acid, OcuPure® preservative (sodium chlorate) - 0.005% and purified water.

Symbols

DE Diese einzigartige Abspülung mit OcuPure® Konservierungsmittel ist so formuliert, dass sie sanft zu Ihren Augen ist.

LENs PLUS® OcuPure® Kochsalzlösung ist die natürliche Wahl zum Abspülen Ihrer Linsen nach der Desinfektion und ist außerdem ideal zum Auflösen von Proteinentfernungstabletten.

Gebrauchsanweisung: Bitte waschen Sie sich vor der Kontaktlinsenpflege stets sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie ab. Spülen Sie Ihre Linsen nach der Reinigung und Desinfektion gründlich mit LENs PLUS® OcuPure® Kochsalzlösung ab, bevor Sie sie einsetzen. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers zur korrekten Anwendung der Proteinentfernungstabletten.

Vorsichtsmaßnahmen:

Beachten Sie bitte unbedingt alle Anweisungen. Bei Nichtbeachtung können schwerwiegende Augeninfektionen oder -verletzungen auftreten.

- Nicht verwenden, wenn die Sicherheitsverpackung beschädigt ist oder fehlt
- Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren
- Wenn Augenirritationen auftreten, sollten Sie die Kontaktlinsen herausnehmen und Ihren Augenarzt/ophthalmologen aufsuchen
- Verwenden Sie immer frische Lösung
- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden
- Flasche nach dem Gebrauch sofort verschließen
- Zur Vermeidung von Verunreinigungen Kontakt der Troperspitze der Flasche mit Oberflächen vermeiden
- Rechtliche Lösung innerhalb von 90 Tagen nach Anbruch der Flasche entsorgen
- Zwischen 5°C bis 25°C aufbewahren
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Linsen oder Linsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen
- Lösung nicht schlucken

NICHT ZUR DESINFIZIERUNG VON KONTAKTLINSEN

Inhalte:

Natriumchlorid, Borsäure, OcuPure® Konservierungsmittel (Natriumchlorat) - 0,005 % und gereinigtes Wasser.

Symbols

FR Grâce à cette solution de rinçage unique formulée à base de conservateur OcuPure®, votre confort oculaire est assuré.

La solution de rinçage LENs PLUS® OcuPure® est le choix naturel pour rincer vos lentilles après leur décontamination et est également idéale pour dissoudre les comprimés de déproteinisation.

Mode d'emploi : Il convient de toujours se laver et se sécher soigneusement les mains avant de manipuler les lentilles de contact. Une fois les lentilles nettoyées et décontaminées, les rincer soigneusement avec la solution de rinçage LENs PLUS® OcuPure® avant de les porter. Pour une bonne utilisation des comprimés de déproteinisation, se référer au mode d'emploi du fabricant.

Précautions :

Les instructions figurant sur la notice doivent être suivies rigoureusement afin d'éviter tout risque d'infection ou de lésion oculaire grave.

- Ne pas utiliser si le bague d'imviolabilité du bouchon est endommagé ou abîmé
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- En cas d'irritation oculaire, retirer les lentilles de contact et consulter votre ophtalmologiste
- Toujours utiliser une nouvelle solution
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption
- Si on referme le flacon immédiatement après utilisation
- Pour éviter toute contamination, ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec quelque surface que ce soit
- Jeter toute solution restante 90 jours après l'ouverture initiale du flacon
- A conserver entre 5 °C et 25 °C
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas rincer vos lentilles de contact ni votre œil à des lentilles avec de l'eau du robinet
- Ne pas avaler la solution

NE CONVIENT PAS À LA DECONTAMINATION DES LENTILLES DE CONTACT

Composition :

Chlorure de sodium, acide borique, conservateur OcuPure® (chlorate de sodium) - 0,005 % et eau purifiée.

Symbols

CE 0123 **STERILE A**

MADE IN INDIA

Block B, Liffy Valley Office Campus
Quarryvale Co. Dubhail, Ireland

LENs PLUS, LENs PLUS OcuPure and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

(IT) Questa esclusiva soluzione per il risciacquo, contenente OcuPure® conservante, è formulata in modo da essere delicata per gli occhi. La soluzione salina LENS PLUS® OcuPure® è la scelta naturale per il risciacquo delle lenti dopo averle disinfettate ed è ideale anche per dissolvere le compresse per la rimozione di proteine. Indicazioni: Tutti i tipi di margerelle; le lenti a contatto, bave e scaglie sempre con cura le mani. Dopo la pulizia e la disinfezione, sciacquare le lenti accuratamente con la soluzione salina LENS PLUS® OcuPure® prima di indossarle. Per l'uso corretto delle compresse per la rimozione di proteine attenersi alle istruzioni per l'uso del fabbricante. Precuzioni: - È necessario osservare tutte le istruzioni, in caso contrario, potrebbero verificarsi gravi infezioni o lesioni oculari. - Non usare se il sigillo antiammonissione è danneggiato o assente - Non usare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti - In caso di irritazione oculare, interrompere l'uso delle lenti e rivolgersi al proprio specialista di fiducia - Usare sempre soluzione fresca - Non usare dopo la data di scadenza - Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso - Per evitare contaminazioni, non toccare alcuna superficie con l'estremità contagocce del flacone - Gettare eventuale soluzione rimanente 90 giorni dopo la prima apertura del flacone - Conservare a temperatura compresa fra 5°C e 25°C - Tenere fuori dalla portata dei bambini - Non scappare le lenti o i portallenti con acqua di rubinetto - Non ingerire la soluzione NON USARE PER LA DISINFESTAZIONE DELLE LENTI A CONTATTO Contiene: Cloruro di sodio, acido borico, OcuPure® conservante (clorito di sodio) - 0,005% e acqua purificata.	(NL) De formulering van deze unieke spoeloplossing bevat OcuPure®-conserveermiddel en is mild voor uw ogen. LENS PLUS® OcuPure® fysiologische zoutoplossing is de natuurlijke keuze om uw lenzen na het desinfecteren te spoelen en is bovendien ideaal voor het oplossen van tabletten om eiwitafslag te verwijderen. Gebbruiksaanwijzing: Was en droog uw handen altijd zorgvuldig voordat u uw contactlenzen behandelt. Na het reinigen en desinfecteren moeten uw lenzen grondig worden gespoeld met LENS PLUS® OcuPure® fysiologische zoutoplossing voordat u ze in uw ogen brengt. Volg nauwgezet de instructies van de fabrikant voor het gebruik van de tabletten om eiwitafslag te verwijderen. Voorzorgsmaatregelen: U dient alle aanwijzingen te volgen. Als u dit niet doet, kunt u een ernstige ooginfectie of letsel oplopen. - Het product niet gebruiken wanneer de veiligheidsverpakking verbroken is of wanneer deze ontbreekt - Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen - Als oogirritatie optreedt, neem dan de lenzen uit en raadpleeg uw oogarts - Altid verse vloeistof gebruiken - Niet na de uiteerste gebruiksdatum gebruiken - De fles onmiddellijk na gebruik goed sluiten - Om contaminatie te voorkomen, mag de punt van de fles geen enkel oppervlak aanraken - Resterende contactlensvloeistof binnen 90 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggoien - Bewaren tussen 5°C en 25°C - Buiten het bereik van kinderen houden - Uw lenzen en lenshouder niet met leidingwater spoelen - De vloeistof niet inslikken NIEt GESCHIKT OM CONTACTLENZEN TE DESINFECTEREN Bevat: natriumchloride, boorzuur, OcuPure®-conserveermiddel (natriumchloriet) - 0,005% en gezuiverd water.	Symbols Zie gebruiksinstructies Fabrikant Partijcode Steriel / Aseptische techniek Gebruiken vóór Temperatuurlimiet Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is Resterende contactlensvloeistof 90 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggoien
--	---	---

PENCIL FOLD

AM01504

DC • Labeling & Packaging

Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4 Last Update: 24/04/2018 - 16:30 v1 <i>Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards. Please click on a specific colour</i>		- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.	